

DESCOCEPT SENSITIVE WIPES

Ytdesinfektionsservett



CE, Klass IIa alkoholbaserade, bruksfärdiga servetter för desinfektion och rengöring av medicintekniska produkter och medicinsk utrustning samt alla typer av ytor, särskilt känsliga ytor i patientnära miljöer.

Den låga alkoholhalten säkerställer god materialkompatibilitet, vilket gör den lämplig för många känsliga ytor.

Användningsområde

Enligt biocidförordningen (BPR):

Snabb desinfektion och rengöring av alkoholresistent medicinsk utrustning och alla typer av ytor, främst i patientnära miljöer.

Lämplig för användning inom livsmedelssektorn.

NSF D2 -certifierad (173367).

Avsedd användning enligt EU:s förordning om medicintekniska produkter (MDR):

För desinfektion och rengöring av ytor på icke-invasiva medicintekniska produkter med mekanisk bearbetning, för professionella användare.

Ytterligare användningsområden:

Utöver den medicinska sektorn även lämplig för livsmedelssektorn, storkök samt för industri och offentliga miljöer.

Produktegenskaper

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES är alkoholbaserade, bruksfärdiga servetter för desinfektion och rengöring av medicintekniska produkter och medicinsk utrustning samt alla typer av ytor, särskilt känsliga ytor i patientnära miljöer.

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES har en patenterad vikningsteknik med ett optimalt förhållande mellan nonwoven-material och impregneringslösning. Detta säkerställer snabb och effektiv desinfektion samtidigt som produkten är skonsam mot känsliga ytor och material.

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES är en hållbar lösning tillverkad av 100 procent biologiskt nedbrytbart nonwoven-material. Tyget, som är framställt av förnybara råvaror, ger hög absorptionsförmåga och effektivare rengöringsprestanda. Det förbättrade nonwoven-materialet möjliggör optimal frisättning av impregneringslösningen, tillräcklig för att behandla en yta på över 2 m² per servett. Den biologiska nedbrytbarheten hos vårt nonwoven-material är certifierad enligt den europeiska standarden EN 13432.

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES är effektiva mot bakterier, jästsvampar (inklusive Candida auris) och höljeförsedda virus. De är även lämpliga för rengöring och desinfektion av desinfektionsdispenser i anodiserad aluminium.

Torkmaterial: 100 % cellulosafiber

Servettstorlek: 200 × 200 mm

VERKNINGSSPEKTRUM OCH KONTAKTTIDER

Rekommendationer för användning vid ytdesinfektion

- Baktericid och jästcid 2 min
EN 13624, EN 13727, EN 16615 (med mekanisk bearbetning, smutsiga förhållanden)

- Tuberkulocid 1 min
EN 14348 (rena och smutsiga förhållanden)

- Mykobaktericid 2 min
EN 14348 (rena och smutsiga förhållanden)

- Begränsat virucid spektrum
EN 14476 (rena förhållanden) 2 min
EN 14476 (smutsiga förhållanden) 3 min

- Aktiv mot höljeförsedda virus 1 min
EN 14476 (rena och smutsiga förhållanden)

Ytterligare resultat

- Baktericid
EN 16615 (med mekanisk bearbetning, smutsiga förhållanden) 2 min
EN 13727 (smutsiga förhållanden) 1 min
EN 1276 (smutsiga förhållanden) 30 sek

- Jästcid
EN 16615 (med mekanisk bearbetning, smutsiga förhållanden) 2 min
EN 13624 (smutsiga förhållanden) 1 min
EN 1650 (smutsiga förhållanden) 30 sek

- Adenovirus
EN 14476 (rena förhållanden) 2 min
EN 14476 (smutsiga förhållanden) 3 min

- Norovirus (MNV) 30 sek
EN 14476 (rena och smutsiga förhållanden)
- Vacciniavirus 1 min
EN 14476 (rena och smutsiga förhållanden)
- Coronavirus 30 sek
EN 14476 (smutsiga förhållanden)

Bruksanvisning

Torka av ytor med DESCOSEPT SENSITIVE WIPES tills de är helt fuktade och håll ytan fuktig under hela kontakttiden. Synlig smuts ska avlägsnas före desinfektion.

Enligt EU:s förordning om medicintekniska produkter är användare/patienter skyldiga att rapportera alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med produkten till tillverkaren och till behörig myndighet i den EU-medlemsstat där användaren/patienten är etablerad.

Markera öppningsdatum på förpackningen. Stäng alltid förpackningen efter användning.

Använd den öppnade förpackningen inom 42 dagar.

INCI

100 g lösning innehåller: 45 g etanol.

Förvaring

Förvaringstemperatur: +5 till +25 °C

Hållbarhet: 2 år från tillverkningsdatum.

Tillverkningsland

POLEN

Användar- och miljösäkerhet

Brandfarlig vätska och ånga. Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktens behållare eller etikett till hands. Förvaras oåtkomligt för barn. Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förpackningen ska hållas väl tillsluten.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kassera innehåll/behållare via godkänd avfallshantering eller lokal insamling.

Endast för professionell användning av personal med motsvarande fackkunskap enligt nationella föreskrifter.

Använd desinfektionsmedel på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Förpackningsvolym / Transport krt. Artikelnr.	Artikelnr.	GTIN	GTIN (krt)
6 x 100st	01-323DS-T100FI	4064791018732	4064791018725



Ytterligare information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.