



Produktdatablad

Vinylhandskar

Vinylhandskar

Art-nr 4390-4393

Beskrivning

Undersökningshandske i vinyl
Lätt pudrad med majs mjöl
Osteril
Transparent
24 cm lång
Släta fingrar
Med rullkant
Livsmedelsgodkänd, dock ej för feta livsmedel

CE

CE-märkt enligt EU direktiv 93/42/EEC, klass I
AQL 1,5 enligt krav i den harmoniserande standarden EN 455-1

Standarder

EN 455-1, 2, 3 och 4

Tjocklek

Handflata	0,16 mm (+/- 0,03)
Fingertopp	0,12 mm (+/- 0,03)
Handled	0,10 mm (+/- 0,03)

Vikt

Storlek medium 5,3 g (+/- 0,3)



Artikelnummer	Storlek	Handflatan mm (+/- 5)	Längd mm	St. pr. fp / fp pr. krt
4390	small	85	240	100/1000
4391	medium	95	240	100/1000
4392	large	105	240	100/1000
4393	x-large	115	240	100/1000

Fysiska egenskaper

Brottsstyrka	
Före belastning	3,6 Newton
Efter belastning vid 70 grader i 166 timmar	3,6 Newton
Genom hela hållbarhetstiden	3,6 Newton

Töjning

Före belastning	min 350%
Efter belastning vid 70 grader i 166 timmar	min 350%

**Innehållsförteckning**

	CAS
PVC	
DINP	28553-12-0
Ca-Zn stabilizer	
Cornstarch	
Viscosity reducer JNJ	64742-47-8

Förvaring

Förvaras i 10-30°C
Undvik värme, fukt, starkt solljus och ozon.

Abenas handskguide

Ditt behov:	Nitrilhandskar	Latexhandskar	Vinylhandskar
Vårduppgifter	½	½	-
Medicindosering	½	-	-
Kontakt med blod och kroppsvätskor	½	½	-
Cytostatika* ¹	½	-	-
Hormonkrämer	½	-	-
Krämer och tvålar* ²	½	-	-
Rengöring* ³	½	½	½
Livsmedelsgodkänd* ⁴	½	½	½

*¹ Speciella cytotatika som är testade finns med på databladet. *² Oljehaltiga krämer och tvålar. *³ Kortare rengöringsuppgifter utan starka kemikalier. *⁴ Vinylhandskar ska inte användas till feta livsmedel.