

## SterisolSystem - Dispensrar 0,7 l

### Underarmsdosering



För underarmsdosering i miljöer med stränga hygienkrav.

Art nr 4547 Transparent kåpa - plastarm

Art nr 4567 Transparent kåpa - metallarm

Material: POM / PC / PAGF / ABS resp POM / PC / ABS

Mått: 200 x 110 x 200 mm

Antal i förp: 20 st

Art nr 4570 Rostfritt ståltrådsfäste

Mått: 200 x 90 x 125 mm

Antal i förp: 12 st

### Automatdispenser



För miljöer där non-touch dosering krävs. Dispensern har en sensor som reagerar på rörelse och ger rätt dos, ca. 2 ml. Välj mellan elektrisk- eller batteridrift. Lätt att ta isär och rengöra.

Batterier, 4 st AA 1.5 V, är ej inkluderade. Anpassad nätkabel kan göras på begäran.

Material: POM / PC / PA / ABS

Art nr 4546

Mått: 228 x 117 x 130 mm

Antal i förp: 1 st

### Låsbara



Robust dispenser för offentliga miljöer.

Art nr 4569 Rostfritt stål

Mått: 260 x 102 x 140 mm

Antal i förp: 1 st

Art nr 4580 Grå

Art nr 4581 Vit

Material: ABS / PC / POM / PAGF

Mått: 220 x 123 x 162 mm

Antal i förp: 6 st

### Designade



Dispensrar designade för olika typer av miljöer.

Art nr 4551 Transparent

Art nr 4552 Svart

Art nr 4553 Silver de Luxe

Art nr 4554 Svart de Luxe

Material: POM / PAGF / PC / ABS

Mått: 200 x 115 x 120 mm

Antal i förp: 20 st

Mer information på nästa sida

Sida 1

# SterisolSystem - Tillbehör

## Tillbehör

När en dispenser skall hänga på en patientsäng t.ex.



Art nr 4572



Art nr 4573

När du behöver en lång arm till dispensern, t.ex. inne i ett spegelskåp. Finns i tre färger.



Art nr 4582 - 4584 Lång arm

När en dispenser skall hängas på t.ex. en duschstång.



Art nr 4598 Bakstycke och duschstångsfäste Toolflex

Ny kåpa till befintligt bakstycke.



Art nr 4594



Art nr 4595

Arm och doseringstrycke



Art nr 4585



Art nr 4596



Art nr 4586

Dessa tre delar beställs separat. Duschstångsfästet finns i flera olika diameters.

## Artikelnummer och beskrivning

## Antal i förp

4545	Nätkabel till automatdispenser Art nr 4546	1 st
4572	Sänghållare, rostfri ståltråd till art nr 4570	12 st
4573	Sängfäst, rostfri ståltråd till alla 0,7 l dispenserar	12 st
4582	Lång arm till dispenser - Blå	1 st
4583	Lång arm till dispenser - Röd	1 st
4584	Lång arm till dispenser - Metall	1 st
4585	Arm till dispenser - Metall	1 st
4586	Arm till dispenser - Vit plast (mtrl PAGF)	1 st
4594	Vit kåpa till 0,7 l dispenserar (mtrl PC)	1 st
4595	Transparent kåpa till 0,7 l dispenserar (mtrl PC)	1 st
4596	Doseringstrycke till 0,7 l dispenserar (mtrl PAGF)	1 st
4598	Bakstycke 2 hål (mtrl POM)	1 st
8711	Duschstångsfäste Toolflex, 17 mm	1 st
8712	Duschstångsfäste Toolflex, 18 mm	1 st
8713	Duschstångsfäste Toolflex, 19 mm	1 st
8714	Duschstångsfäste Toolflex, 20 mm	1 st
8715	Duschstångsfäste Toolflex, 22 mm	1 st
8716	Duschstångsfäste Toolflex, 24 mm	1 st
8717	Duschstångsfäste Toolflex, 25 mm	1 st

## Allmän information

Sterisols standard dispenserar rengörs för hand eller i diskmaskin. Om den skall rengöras i diskmaskin skall vattnet vara högst 90° C och tiden max 3 minuter. Ta isär de olika delarna innan rengöring. Kom ihåg att ta bort den mjuka monteringsplattan innan maskindiskning. Delen kan annars deformeras. Sätt ihop igen efter torkning.

Sida 2



SS-EN ISO 9001

SS-EN ISO 14001

Sterisol AB, Box 149, 592 23 Vadstena

Tel: 0143 768 68, Fax: 0143 136 09

info@sterisol.se - www.sterisol.se

